



**БЫСТРОЕ И ТОЧНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
за полсекунды!**



Бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC идеально подходит для измерения температуры тела у детей и взрослых, а также различных поверхностей, воды и детского питания

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества
ООО «МЕДИКОМ»
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
тел./факс: +7 (495) 651-91-16
E-mail: apexmed@apexmed.ru
www.sensitec.ru
www.apexmed.ru

Для получения наиболее точных результатов перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией.



**БЕСКОНТАКТНЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ
ТЕРМОМЕТР**



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точное бесконтактное измерение за полсекунды!
- Позволяет измерить температуру спящего ребенка без риска разбудить его
- Память на последние 32 измерения
- Отсутствует риск переноса инфекции
- Не требует покупки дополнительных расходных материалов
- До 10 000 измерений на одном комплекте батареек
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Возможность измерения температуры тела и поверхностей
- Звуковой сигнал о высокой температуре

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Минимальный шаг изменения температуры - 0,1 °C
- Диапазон измерений температуры тела 32,0 - 42,5 °C
- Диапазон измерений температуры поверхности 0 - 60 °C
- Расстояние измерения: 5 - 15 см
- Время измерения 0,5 сек
- Питание: 2 батарейки АА
- Автоматическое выключение через 7 секунд бездействия
- Установка уровня сигнала
- Автоматическое сохранение данных
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

- Перед первым использованием рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации
- Вставьте элементы питания.
- При первом применении или при новых элементах питания, устройство должно полежать в помещении не менее 10 минут.
- Убедитесь, что измерения в любой области не препятствуют волосы, испарина, косметика, одежда. Нацельтесь на лоб (см. рисунок) на расстоянии 5-15 см. Нажмите курок – температура высветится на дисплее через 0,5 сек.
- В случае температуры тела выше 38 градусов, рекомендуем незамедлительно обратиться к вашему терапевту.
- Если устройство не использовалось долгое время, рекомендуем для начала измерить комнатную температуру и при необходимости произвести настройку устройства.

Измерение температуры у человека



Измерение температуры поверхности объекта

